


Presse hydraulique LC-I 15T



Presse hydraulique LC-I 15T



Caractéristiques

Offrant un excellent rapport qualité/prix, cette presse à pastiller 15 Tonnes pour FT-IR est recommandée pour la réalisation de pastilles KBr 13 mm.

Relativement compacte, cette presse économique mais de conception robuste, permet de réaliser des pastilles KBr de qualité sans effort grâce à son levier amovible.

Comprend un écran de protection transparent la rendant sûr pour une utilisation dans un environnement de laboratoire.

Simple et pratique à utiliser grâce à sa grande ouverture et son design relativement ergonomique, cette presse à pastiller est également disponible avec un KIT comprenant un moule 13 mm avec prise pour vide.



Références

	Référence
Presse 15T	LCI-15R-PRESS
Kit moule 13mm	LCI-8446-2